


A 105/1

Bovenkorf

in hoogte verstelbaar, geen inspuiter, voor het plaatsen van instrumenten.



- Rechterkant: 22 injectorplaatsen
- Linkerkant voor het plaatsen van inzetten
- #Actief intern drogen van hand- en hoekstukken
- Afmetingen h 225 +/- 30, b 360, d 445 mm
- Filterbuis A 800 is te gebruiken in beide injectoreenheden

EAN: 4002516854814 / Materiaalnummer: 12664820 /

Oud Materiaalnummer: 69610502D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaat, klein, tandheelkundig	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	202
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	528
Buitenmaat, brutohoogte in mm	220
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,88
Brutogewicht in kg	5,57
Meegeleverde verpakking	
A 838 sleutelset [aantal]	1