

A 846

Injektordüse

met kussentje, voor het reinigen van laboratoriumflessen en rondkolf.



- Voor laboratoriumflessen tot 10 l en rondkolven tot 6 l
- Lengte inspuiter: 127 mm, lengte inspuiter met houder: 158 mm
- Ø sproeier: 10 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516855088 / Materiaalnummer: 12665100 /

Oud Materiaalnummer: 69684601D

Productcategorisatie

Laboratoriumspoelmachines	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Productcategorie

Inspuiter	•
-----------	---

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
--------------------------------------	---

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Rubber, Kunststof
Kleur	Roestvrij staal, Zwart, Grijs

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	158
Buitenmaat, nettobreedte in mm	110
Buitenmaat, nettodiepte in mm	110
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	145
Buitenmaat, brutodiepte in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Brutogewicht in kg	0,39