

A 847

Injektordüse

met kussentje voor het reinigen van erlenmeyers.



- Voor erlenmeyers tot 5 l
- Lengte sproeier: 127 mm
- Ø inspuiter: 10 mm, Ø van de steun: 142 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516855101 / Materiaalnummer: 12665110 /

Oud Materiaalnummer: 69684701D

Productcategorisatie

Laboratoriumspoelmachines	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Productcategorie

Inspuiter	•
-----------	---

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
--------------------------------------	---

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvrij staal, Grijs

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm	170
Buitenmaat, nettobreedte in mm	249
Buitenmaat, nettodiepte in mm	35
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	260
Nettogewicht in kg	0,13
Brutogewicht in kg	0,23