

A 860 Rooster voor injectormodule A 300/2 en A 300/3.



- Indeling: 2 x 4 velden
- Kan op de injectormodule A 300/2 en A 300/3 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad-systeem

EAN: 4002516855118 / Materiaalnummer: 12665410 /
Oud Materiaalnummer: 69686001D

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvrij staal, Zwart
Aantal vakken	8
Breedte van de vakken in mm	114
Lengte van de vakken in mm	114
Onderdeel van het EasyLoad-systeem	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	250
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	0,48
Brutogewicht in kg	0,89