


A 862 Rooster voor injectormodule A 302/2 en A 302/3.



- Indeling: 4 x 8 velden
- Kan op de injectormodule A 302/2 en A 302/3 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Met rilsancoating

EAN: 4002516854203 / Materiaalnummer: 12665480 /
Oud Materiaalnummer: 69686201D

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Draad, rilsan-coating
Kleur	Roestvrij staal, Zwart
Aantal vakken	32
Breedte van de vakken in mm	56
Lengte van de vakken in mm	52
Onderdeel van het EasyLoad-systeem	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	250
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	0,81