


A 11/1

Gebruik

voor het voorzichtig reinigen van kwetsbaar spoelgoed door breking sproeistraal.



- Met perforaties 7 x 7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek
- Aangeraden gebruik met PG 8536

EAN: 4002516854913 / Materiaalnummer: 12666290 /
Oud Materiaalnummer: 69501104D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Onderlegger	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	433
Buitenmaat, nettodiepte in mm	433
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	470
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	0,70
Brutogewicht in kg	0,91