


A 200

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 38 pipetten.



- Voor het plaatsen van 10 pipetten 100 ml in rij 1, afstand 20 mm
- Voor het plaatsen van 14 pipetten 25 ml in 2. rij, afstand 26 mm
- Voor het plaatsen van 14 pipetten 10 ml in 3. rij, afstand 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materiaalnummer: 12667060 /
Oud Materiaalnummer: 69620001D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij het toestel

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Productcategorie

Wagen voor pipetten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van pipetten/injectieflacons

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

Pipetten [aantal]

38

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

397

Buitenmaat, nettobreedte in mm

529

Buitenmaat, nettodiepte in mm

546

Buitenmaat, brutohoogte in mm

520

Buitenmaat, brutobreedte in mm

560

Buitenmaat, brutodiepte in mm

550

Nettogewicht in kg

4,95

Brutogewicht in kg

6,38