


A 201

Wagen

voor het optimaal plaatsen van anesthesie-sets.



- 8 injectoren met geveerde oplegging, voor ademslangen tot 1,5 mm
- Opslag op spoel
- 15 injectoren voor intubatiemateriaal

EAN: 4002516854005 / Materiaalnummer: 12667090 /

Oud Materiaalnummer: 69620101D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Wagen voor anesthesie-instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

AN-sets [aantal]

3

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

434

Buitenmaat, nettobreedte in mm

531

Buitenmaat, nettodiepte in mm

546

Buitenmaat, brutohoogte in mm

790

Buitenmaat, brutobreedte in mm

715

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

8,97

Brutogewicht in kg

10,28

Meegeleverde verpakking

E 430/1 1/3 zeefschalen [aantal]

1

E 431 inspuiter voor balg-element, Ø 8 x 193 mm [aantal]

1

E 432 houder voor harmonica-beademingsslangen [aantal]

1

E 433 houder voor siliconen beademingsslangen [aantal]

2

E 434 houder voor kinderbeademingsslangen [aantal]

1

E 466 inspuiter 8 x 333 mm, voor ademzak [aantal]

6

E 496 inspuiter 4 x 120 mm [aantal]

15