

A 202 Wagen voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-zeefschalen.



- Geschikt voor 4 DIN-zeefschalen op 2 niveaus
- Bevestigingsframe: uitneembaar voor behandeling hoog spoelgoed
- 6 extra aansluitmogelijkheden met Luer-Lock-verbindingen
- Met geïntegreerde sproeiarm
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002516854043 / Materiaalnummer: 12667130 /
Oud Materiaalnummer: 69620201D

Productcategorisatie	
Laboratoriumspoelmachines	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvrij staal, Zwart
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	223
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	542
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	570
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	6,05
Brutogewicht in kg	6,76