


A 9/1

Geperforeerde onderplaat

voor het voorzichtig reinigen van kwetsbaar spoelgoed door breking spoelstraal.



- Perforatie 7 x 7, overbrugging 3 mm

EAN: 4002516854029 / Materiaalnummer: 12667330 /

Oud Materiaalnummer: 69500903D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PG 8527 •

Productcategorie

Onderlegstuk •

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 1

Buitenmaat, nettobreedte in mm 773

Buitenmaat, nettodiepte in mm 573

Buitenmaat, brutohoogte in mm 10

Buitenmaat, brutobreedte in mm 580

Buitenmaat, brutodiepte in mm 740

Nettogewicht in kg 1,70

Brutogewicht in kg 2,08