


E 105/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 165 mm.



- geschikt voor ongeveer 200 reageerbuisjes (tot 12 x 165 mm)
- Capaciteit inclusief deksel A 13
- De maaswijdte bedraagt 9 x 9 mm


EAN: 4002516853978 / Materiaalnummer: 12667380 /
Oud Materiaalnummer: 69510503D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van reageerbuizen	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	212
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	210
Buitenmaat, brutohoogte in mm	235
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240

E 105/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 165 mm.



EAN: 4002516853978 / Materiaalnummer: 12667380 /

Oud Materiaalnummer: 69510503D

Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
-------------------------------	-----

Nettogewicht in kg	0,88
--------------------	------

Brutogewicht in kg	1,16
--------------------	------

Meegeleverde verpakking	
--------------------------------	--

A 13 Deksel [aantal]	1
----------------------	---