


E 139/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 200 mm.



- Geschikt voor reageerbuisjes van max. 12 x 200 mm
- Verdeeld in 6 vakken
- Maaswijdte 9 x 9 mm
- Inzetbaar in onderrek
- Inclusief deksel A 13

EAN: 4002516854036 / Materiaalnummer: 12667390 /

Oud Materiaalnummer: 69513903D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van reageerbuizen	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	243
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245

E 139/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 200 mm.



EAN: 4002516854036 / Materiaalnummer: 12667390 /

Oud Materiaalnummer: 69513903D

Buitenmaat, brutodiepte in mm	265
-------------------------------	-----

Nettogewicht in kg	1,01
--------------------	------

Brutogewicht in kg	1,21
--------------------	------

Meegeleverde verpakking

A 13 Deksel [aantal]	1
----------------------	---