

E 374

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van KNO-instrumenten, zoals inhalatieaansluitingen.



- 24 vakken ong. 45 x 45 mm, 27 vakken ongeveer 12 x 12 mm
- Maaswijdte bodem: 1,7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002516854050 / Materiaalnummer: 12667400 /
Oud Materiaalnummer: 69537402D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor KNO-instrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van KNO-instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Aantal vakken

51

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

63

Buitenmaat, nettobreedte in mm

173

Buitenmaat, nettodiepte in mm

445

Buitenmaat, brutohoogte in mm

88

Buitenmaat, brutobreedte in mm

225

Buitenmaat, brutodiepte in mm

468

Nettogewicht in kg

1,14

Brutogewicht in kg

1,35