

A 203

Wagen

voor het optimaal plaatsen van MIC-instrumenten.



- Geschikt voor het plaatsen van zoals E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Laden op 2 niveaus

EAN: 4002516853985 / Materiaalnummer: 12667770 /
Oud Materiaalnummer: 69620301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Wagen voor MIC-instrumenten	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	520
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	542
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	9,16
Brutogewicht in kg	11,00
Meegeleverde verpakking	
E 336 spoelhuls MIBO, Ø 11 mm, lengte 121 mm [aantal]	3
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	15
E 443 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 10 mm [aantal]	5
E 444 trommel voor lichtkabels/zuigslangen [aantal]	1
E 445 – 12 kapjes voor spoelhulzen E 442, opening Ø 6 mm [aantal]	1
E 446 – 12 kapjes voor spoelhulzen E 443, opening Ø 10 mm [aantal]	1
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	3
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	6
E 449 adapter mannelijk, voor Luer-Lock vrouwelijk [aantal]	5
E 451 inzetrek 1/6 zeefschalen [aantal]	1
E 452 inspuiter 2,5 x 60 mm [aantal]	3
E 453 inspuiter 4 x 110 mm met klem [aantal]	8
E 454 inspuiter voor trocarhulzen 10–15 mm [aantal]	6
E 456 openingsveer voor MIC-instrumenten [aantal]	4
E 464 houder voor inspuiters E 454 [aantal]	3