


A 204 Wagen voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Niveau 1: geschikt voor het plaatsen van inzetten
- Niveau 2 rechts: 22 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 2 links: 11 Luer-Lock-adapters, mannelijk, horizont. slang
- Met geïntegreerde sproeiarm
- Filterbuis A 800 toepasbaar in beide injectoreenheden

EAN: 4002516854821 / Materiaalnummer: 12667790 /
Oud Materiaalnummer: 69620401D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Wagen voor oogheelkundige instrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van oogheelkundige instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Gebruik van een centraalfilter mogelijk

•

Capaciteit

OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]

2-4

Meegeleverde verpakking

E 476 houder [aantal]

1

E 477 aanslag [aantal]

1