

A 207

Wagen

voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Efficiënte behandeling: snelle belading en snelle doorvoer
- Bov. niv.: tot 8 trays voor het plaatsen van holle instrumenten
- Onderste niv.: 8 trays liggend voor andere Ophta-instrumenten

EAN: 4002516854210 / Materiaalnummer: 12667800 /
Oud Materiaalnummer: 69620702D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Wagen voor oogheelkundige instrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van oogheelkundige instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Gebruik van een centraalfilter mogelijk

•

Capaciteit

Trays/bladen [aantal]

16

OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]

8

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

438

Buitenmaat, nettobreedte in mm

530

Buitenmaat, nettodiepte in mm

542

Buitenmaat, brutohoogte in mm

692

Buitenmaat, brutobreedte in mm

685

Buitenmaat, brutodiepte in mm

685

Nettogewicht in kg

9,58

Brutogewicht in kg

13,32

Meegeleverde verpakking

A 311 houder voor tray's [aantal]

2

A 800, filterbuis [aantal]

1

A 804, reinigingsborstel [aantal]

1