

A 208

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 8 zeefschalen.



- Hoge capaciteit: gelijktijdige behandeling van 8 DIN-zeefschalen
- 4 extra aansluitmogelijkheden voor holle instrumenten
- Een verwijderbaar niveau vergroot indien nodig de beladingshoogte
- Informatie over afmetingen belading op internet: niveau 1 (onder) tot niveau 4

EAN: 4002516854494 / Materiaalnummer: 12668770 /

Oud Materiaalnummer: 69620801D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Wagen voor zeefschalen

•

Toepassingsgebied

Behandeling van zeefschalen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

8

Holle instrumenten [aantal]

4

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

397

Buitenmaat, nettobreedte in mm

529

Buitenmaat, nettodiepte in mm

546

Buitenmaat, brutohoogte in mm

570

Buitenmaat, brutobreedte in mm

480

Buitenmaat, brutodiepte in mm

540

Nettogewicht in kg

9,83

Brutogewicht in kg

11,03