

A 300/2

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – geschikt voor 8 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolven, enz.
- Module zonder inspuisers – volgens individuele behoeften
- Tot 8 inspuisers
- Onderdeel van het EasyLoad-systeem
- Sproeierafstand 118 mm in de breedte, 118 mm in de diepte
- Bijzonder geschikt voor A 840 en A 841 (sproeierdiameter 6 mm)

EAN: 4002516853954 / Materiaalnummer: 12668780 /

Oud Materiaalnummer: 69630004D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad-systeem	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	8
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	72
Buitenmaat, nettobreedte in mm	133
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	1,25
Brutogewicht in kg	1,65