


A 302/2

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – geschikt voor 32 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolven, enz.
- Module zonder inspuisers – volgens individuele behoeften
- Tot 32 inspuisers
- Onderdeel van het EasyLoad-systeem
- Sproeierafstand 60 mm in de breedte, 57 mm in de diepte
- Bijzonder geschikt voor A 844 en A 845 (sproeierdiameter 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materiaalnummer: 12669210 /

Oud Materiaalnummer: 69630204D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

SlimLine-laboratoriumspoelmachine

•

Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen

•

SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen

•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

PLW 7111 [IPC]

•

Productcategorie

Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals

•

Inzet voor diverse flessen

•

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Onderdeel van het EasyLoad-systeem

•

Capaciteit

Glaswerk met nauwe hals [aantal]

32

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm

72

Buitenmaat, nettobreedte in mm

195

Buitenmaat, nettodiepte in mm

479

Buitenmaat, brutohoogte in mm

90

Buitenmaat, brutobreedte in mm

205

Buitenmaat, brutodiepte in mm

500

Nettogewicht in kg

1,12

Brutogewicht in kg

1,96