


A 303

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 98 pipetten.



- Geschikt voor bijvoorbeeld 98 meet- en volpipetten
- Hoogte van houderframe: 150 mm
- Steeds 1 stuk te gebruiken in de rekken A 150 en APLW 106
- Beladingshoogte: max. 450 mm (in A 150) en 605 mm (in APLW 106)

EAN: 4002516854746 / Materiaalnummer: 12669220 /

Oud Materiaalnummer: 69630301D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Productcategorie

Inzet/module voor pipetten

Toepassingsgebied

Behandeling van pipetten/injectieflacons

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

Pipetten [aantal]	98
-------------------	----

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	185
Buitenmaat, nettobreedte in mm	222
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	220
Buitenmaat, brutobreedte in mm	260
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	2,50
Brutogewicht in kg	3,08