

A 304
Module
voor het optimaal plaatsen van maximaal 98 buisjes.



- Geschikt voor bijvoorbeeld 98 centrifugebuisjes, vials, reageerbuisjes
- De beladingshoogtes variëren al naar gelang de plaatsing
- Steeds 1 stuk te gebruiken in de rekken A 100, A 150 en APLW 106

EAN: 4002516854982 / Materiaalnummer: 12669230 /
Oud Materiaalnummer: 69630401D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Productcategorie

Inzet/module voor reageerbuizen	•
---------------------------------	---

Toepassingsgebied

Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuizen	•

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

Ampullen [aantal]	98
-------------------	----

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	222
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	150
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	2,30
Brutogewicht in kg	3,15