

E 416

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 6 één- en tweedelige specula.



- Geschikt voor het plaatsen van 6 één- en tweedelige specula
- 7 houders op 40 mm afstand
- Inzetbaar in boven- (alleen met ééndelige specula) en onderrek

EAN: 4002516854135 / Materiaalnummer: 12669750 /
Oud Materiaalnummer: 69541602D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor gynaecologische instrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van gynaecologische instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Capaciteit

GYN-specula [aantal]

6

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

157

Buitenmaat, nettobreedte in mm

178

Buitenmaat, nettodiepte in mm

279

Buitenmaat, brutohoogte in mm

210

Buitenmaat, brutobreedte in mm

200

Buitenmaat, brutodiepte in mm

365

Nettogewicht in kg

0,69

Brutogewicht in kg

0,97