

E 417/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 30 oor- en neusspecula.



- Geschikt voor het plaatsen van ong. 30 oor- en neusspecula
- 280 vakken ca. ?? x ??
- De maaswijdte op de bodem bedraagt 4 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002516855224 / Materiaalnummer: 12669760 /
Oud Materiaalnummer: 69541703D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor KNO-instrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van KNO-instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Aantal vakken

280

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm

80

Buitenmaat, nettobreedte in mm

220

Buitenmaat, nettodiepte in mm

435

Buitenmaat, brutohoogte in mm

88

Buitenmaat, brutobreedte in mm

196

Buitenmaat, brutodiepte in mm

475

Nettogewicht in kg

1,51

Brutogewicht in kg

1,72