

E 458

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van spenen met schroefdop.



- Geschikt voor 36 schroefdopspenen
- 36 vakken à ?? x ??
- Uitgerust met een inklapbaar en afsluitbaar deksel

EAN: 4002516854265 / Materiaalnummer: 12669800 /
Oud Materiaalnummer: 69545802D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7823

•

G 7824

•

G 7826

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Overige inzetstukken

•

Toepassingsgebied

Behandeling van babyflessen

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Aantal vakken

36

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

63

Buitenmaat, nettobreedte in mm

215

Buitenmaat, nettodiepte in mm

445

Buitenmaat, brutohoogte in mm

90

Buitenmaat, brutobreedte in mm

230

Buitenmaat, brutodiepte in mm

465

Nettogewicht in kg

1,50

Brutogewicht in kg

1,77