


A 601

Gebruik

voor het toevoegen van een extra niveau in de wagen A 501.



- Zonder sproeiarm

EAN: 4002516854081 / Materiaalnummer: 12669810 /
Oud Materiaalnummer: 69660102D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Overige inzetrekken/overige modules •

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal] 3

SPRI-zeefschalen [aantal] 2

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 33

Buitenmaat, nettobreedte in mm 590

Buitenmaat, nettodiepte in mm 775

Buitenmaat, brutohoogte in mm 95

Buitenmaat, brutobreedte in mm 615

Buitenmaat, brutodiepte in mm 780

Nettogewicht in kg 2,13

Brutogewicht in kg 2,90