

A 603

Opzet

voor het uitbreiden van de wagen A 500 op 2 niveaus.



- Met sproeiarm

EAN: 4002516854432 / Materiaalnummer: 12669820 /
Oud Materiaalnummer: 69660302D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Overige inzetrekken/overige modules •

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]

3

SPRI-zeefschalen [aantal]

2

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

565

Buitenmaat, nettobreedte in mm

640

Buitenmaat, nettodiepte in mm

790

Buitenmaat, brutohoogte in mm

560

Buitenmaat, brutobreedte in mm

715

Buitenmaat, brutodiepte in mm

860

Nettogewicht in kg

6,93

Brutogewicht in kg

17,13