


A 605

Module

voor de optimale behandeling van buizen, injectieflacons, reageerbuisjes, enz.



- Voorzien van 98 inspueters
- Max. h 160 mm, max. Ø 20 mm
- Te gebruiken in de wagen A 503

EAN: 4002516854074 / Materiaalnummer: 12669870 /
Oud Materiaalnummer: 69660501D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

Accessoires bij het toestel

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Productcategorie

Inzet/module voor reageerbuizen

Toepassingsgebied

Behandeling van pipetten/injectieflacons

Behandeling van reageerbuizen

Behandeling van laboratoriumglaswerk

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

Capaciteit

Reageerbuizen [aantal] 98

Ampullen [aantal] 98

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 158

Buitenmaat, nettobreedte in mm 254

Buitenmaat, nettodiepte in mm 604

Buitenmaat, brutohoogte in mm 190

Buitenmaat, brutobreedte in mm 288

Buitenmaat, brutodiepte in mm 620

Nettogewicht in kg 2,85

Brutogewicht in kg 3,31