

E 466

Injektordüse

voor het optimaal plaatsen van ademzakken 8 x 333 mm.



EAN: 4002516854920 / Materiaalnummer: 12669890 /
Oud Materiaalnummer: 69746602D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Overige accessoires

•

Toepassingsgebied

Behandeling van anesthesiemateriaal

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettodiepte in mm

333

Buitenmaat, brutohoogte in mm

12

Buitenmaat, brutobreedte in mm

150

Buitenmaat, brutodiepte in mm

200

Nettogewicht in kg

0,85

Brutogewicht in kg

1,01