

E 479

Houder

voor micro-instrumenten met een doorsnede tot 4 mm.



- Voor gebruik in zeven met een maaswijdte van 5 mm
- 50 stuks per zak

EAN: 4002516854067 / Materiaalnummer: 12669910 /
Oud Materiaalnummer: 69747902D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Houder	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheeskundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Transparant
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	5
Buitenmaat, nettobreedte in mm	21
Buitenmaat, nettodiepte in mm	21
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	0,07
Brutogewicht in kg	0,08