

E 494

Gebruik

voor het los plaatsen van 5 microtiterplaten.



EAN: 4002516853947 / Materiaalnummer: 12669920 /

Oud Materiaalnummer: 69549402D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Microtiterplaten [aantal]	5
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	35
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	440
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230

E 494

Gebruik

voor het los plaatsen van 5 microtiterplaten.



EAN: 4002516853947 / Materiaalnummer: 12669920 /
Oud Materiaalnummer: 69549402D

Buitenmaat, brutodiepte in mm	465
Nettogewicht in kg	0,49
Brutogewicht in kg	0,72