

A 606

Module

voor bijv. laboratoriumglasinzetstukken in het bovenste niveau van wagen A 503



- Met sproeiarm

EAN: 4002516853961 / Materiaalnummer: 12669930 /

Oud Materiaalnummer: 69660602D

#### Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

#### Accessoires bij het toestel

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

#### Productcategorie

Overige inzetrekken/overige modules

•

#### Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk

•

#### Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

97

Buitenmaat, nettobreedte in mm

505

Buitenmaat, nettodiepte in mm

606

Buitenmaat, brutohoogte in mm

120

Buitenmaat, brutobreedte in mm

525

Buitenmaat, brutodiepte in mm

610

Nettogewicht in kg

2,40

Brutogewicht in kg

3,06