

A 612

Module

voor een optimale behandeling van laboratoriumglaswerk met een groot volume.



- Kan afzonderlijk worden uitgerust met inspuisers A 846, A 847 en A 848
- Geschikt voor laboratoriumflessen 2–10 l, rondkolven 2–6 l
- Geschikt voor erlenmeyers 2–5 l, maatkolven 2–5 l
- Te gebruiken in de beladingswagens A 503 en APLW 511

EAN: 4002516854173 / Materiaalnummer: 12670000 /

Oud Materiaalnummer: 69661201D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

Accessoires bij het toestel

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Productcategorie

Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals

Module voor groot laboratoriumglaswerk

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

Groot laboratoriumglaswerk [aantal]

4

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

221

Buitenmaat, nettobreedte in mm

253

Buitenmaat, nettodiepte in mm

602

Buitenmaat, brutohoogte in mm

253

Buitenmaat, brutobreedte in mm

293

Buitenmaat, brutodiepte in mm

648

Nettogewicht in kg

3,23

Brutogewicht in kg

3,75