


A 613

Module

voor een optimale behandeling van volle en meetpipetten.



- Geschikt voor 98 pipetten
- Geschikt voor meetpipetten met een volume van 1–50 ml
- Geschikt voor volle pipetten met een volume van 1–100 ml
- Te gebruiken in de wagen A 503
- Beladingscapaciteit afhankelijk van max. diameter pipetten

EAN: 4002516854128 / Materiaalnummer: 12670020 /
Oud Materiaalnummer: 69661301D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Inzet/module voor pipetten •

Toepassingsgebied

Behandeling van pipetten/injectieflacons •

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

Pipetten [aantal]

98

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

194

Buitenmaat, nettobreedte in mm

254

Buitenmaat, nettodiepte in mm

604

Buitenmaat, brutohoogte in mm

217

Buitenmaat, brutobreedte in mm

283

Buitenmaat, brutodiepte in mm

615

Nettogewicht in kg

2,69

Brutogewicht in kg

3,06