

E 496

Injektordüse

met bevestigingsklemmen voor intubatiemateriaal.



EAN: 4002516854579 / Materiaalnummer: 12670260 /
Oud Materiaalnummer: 69749602D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02