

E 792

Siliconen slang met aansluiting voor het aansluiten aan Luer-Lock-verbindingen, vrouwelijk.



- Met aansluiting Luer-Lock, mannelijk
- Lengte 160 mm
- 4 siliconen slangen per verpakking

EAN: 4002516854760 / Materiaalnummer: 12670280 /
Oud Materiaalnummer: 69779202D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Transparant
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettodiepte in mm	160
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,09
Brutogewicht in kg	0,09