


E 803

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van oor- en neusspecula.



- 160 vakken van ongeveer 13 x 13 mm
- Maaswijdte bodem: 1,7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002516854715 / Materiaalnummer: 12670290 /
Oud Materiaalnummer: 69580302D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Productcategorie

Inzet voor KNO-instrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van KNO-instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Aantal vakken

160

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

63

Buitenmaat, nettobreedte in mm

165

Buitenmaat, nettodiepte in mm

317

Buitenmaat, brutohoogte in mm

132

Buitenmaat, brutobreedte in mm

233

Buitenmaat, brutodiepte in mm

484

Nettogewicht in kg

0,80

Brutogewicht in kg

1,07