

A 620

Injectormodule

voor een optimale behandeling van laboratoriumglas met 10 spuitplaatsen.



- Individueel uit te rusten met max. 10 sproeiers
- Te gebruiken in de beladingswagens A 503 en APLW 511
- Onderdeel van het EasyLoad-systeem

EAN: 4002516853909 / Materiaalnummer: 12678100 /
Oud Materiaalnummer: 69662001D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals •

Inzet voor diverse flessen •

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

Onderdeel van het EasyLoad-systeem •

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 113

Buitenmaat, nettobreedte in mm 133

Buitenmaat, nettodiepte in mm 608

Buitenmaat, brutohoogte in mm 145

Buitenmaat, brutobreedte in mm 150

Buitenmaat, brutodiepte in mm 620

Nettogewicht in kg 1,59

Brutogewicht in kg 1,82