

E 936

Gebruik

voor optimaal plaatsen van tot 15 verlichtingsgrepen.



EAN: 4002516854326 / Materiaalnummer: 12678190 /
Oud Materiaalnummer: 69593602D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7823

•

G 7824

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

Productcategorie

Overige inzetstukken

•

Toepassingsgebied

Behandeling van OK-instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Capaciteit

OK-handgrepen [aantal]

15

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

90

Buitenmaat, nettobreedte in mm

245

Buitenmaat, nettodiepte in mm

500

Buitenmaat, brutohoogte in mm

135

Buitenmaat, brutobreedte in mm

277

Buitenmaat, brutodiepte in mm

529

Nettogewicht in kg

0,65

Brutogewicht in kg

1,05