

E 975/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 2 niveaus.



- Uitgerust met een ingebouwde sproeiarm
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- De beide niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002516853916 / Materiaalnummer: 12678470 /

Oud Materiaalnummer: 69597504D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectietoestellen met grote spoelruimte, brandweer en hulpdiensten	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	6
SPRI-zeefschalen [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	426
Buitenmaat, nettobreedte in mm	636
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	790
Buitenmaat, brutobreedte in mm	715
Buitenmaat, brutodiepte in mm	860
Nettogewicht in kg	11,40
Brutogewicht in kg	28,60
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1