

A 622

Injectormodule

voor een optimale behandeling van laboratoriumglas met 36 spuitplaatsen.



- Individueel uit te rusten met max. 36 sproeiers
- Te gebruiken in de beladingswagens A 503 en APLW 511
- Onderdeel van het EasyLoad-systeem

EAN: 4002516854531 / Materiaalnummer: 12678490 /
Oud Materiaalnummer: 69662201D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

Accessoires bij het toestel

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Productcategorie

Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals

Inzet voor diverse flessen

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Onderdeel van het EasyLoad-systeem

Capaciteit

Glaswerk met nauwe hals [aantal]

36

Flessen [aantal]

36

Rondkolven [aantal]

36

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

113

Buitenmaat, nettobreedte in mm

204

Buitenmaat, nettodiepte in mm

608

Buitenmaat, brutohoogte in mm

145

Buitenmaat, brutobreedte in mm

222

Buitenmaat, brutodiepte in mm

629

Nettogewicht in kg

2,23

Brutogewicht in kg

2,61