

A 623 Module voor het optimaal plaatsen van maatcilinders.



- Uitgerust met 4 sproeiers
- Voor maatcilinder met 1–2 l capaciteit
- Draaibare kussentjes voor eenvoudige bediening

EAN: 4002516853893 / Materiaalnummer: 12678510 /
Oud Materiaalnummer: 69662301D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Inzet/module voor meetcilinders •

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk •

Behandeling van maatcilinders •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal, Kunststof

Kleur

Roestvast staal, Zwart

Capaciteit

Maatcilinders [aantal]

4

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

437

Buitenmaat, nettobreedte in mm

255

Buitenmaat, nettodiepte in mm

608

Buitenmaat, brutohoogte in mm

269

Buitenmaat, brutobreedte in mm

400

Buitenmaat, brutodiepte in mm

615

Nettogewicht in kg

2,42

Brutogewicht in kg

3,42