

A 602

Module

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Geschikt voor 8 instrumenten, nieuwste generatie (Xi)

EAN: 4002516843108 / Materiaalnummer: 12678550 /
Oud Materiaalnummer: 69660202D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8527

•

PG 8528

•

Productcategorie

Module/houder voor robotinstrumenten

•

Toepassingsgebied

Behandeling van robotinstrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Capaciteit

Robotinstrumenten [aantal]

8

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

303

Buitenmaat, nettobreedte in mm

555

Buitenmaat, nettodiepte in mm

318

Buitenmaat, brutohoogte in mm

353

Buitenmaat, brutobreedte in mm

354

Buitenmaat, brutodiepte in mm

590

Nettogewicht in kg

5,15

Brutogewicht in kg

6,40