

FP 900

Sokkel

inclusief lekbak en openingen voor afvoerinstallaties.



- Geschikt voor toestellen met 2 deuren met een breedte van 900 mm
- Lijst met ingebouwde opvangschaal van roestvrij staal
- Geschikt voor toestellen met afvoerklep of afvoerpomp

EAN: 4002516854548 / Materiaalnummer: 12678670 /

Oud Materiaalnummer: 69253010D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Accessoires bij het toestel

PLW 8616

•

Productcategorie

Inbouw/sokkel

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

100

Buitenmaat, nettobreedte in mm

900

Buitenmaat, nettodiepte in mm

990

Buitenmaat, brutohoogte in mm

155

Buitenmaat, brutobreedte in mm

935

Buitenmaat, brutodiepte in mm

1040

Nettogewicht in kg

25,80

Brutogewicht in kg

27,80