

A 806

Houder

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Voor speciale instrumenten met spoelaansluiting aan zijkant

EAN: 4002516854289 / Materiaalnummer: 12680100 /
Oud Materiaalnummer: 69680602D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotinstrumenten	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	77
Buitenmaat, nettobreedte in mm	41
Buitenmaat, nettodiepte in mm	165
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	0,17
Brutogewicht in kg	0,27