


A 807

Houder

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Voor spec. instrumenten, prepareerklemmen, oudere generatie, S/Si

EAN: 4002516854685 / Materiaalnummer: 12680120 /  
Oud Materiaalnummer: 69680702D

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                        |                 |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | •               |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                 |                 |
| PG 8527                                            | •               |
| PG 8528                                            | •               |
| <b>Productcategorie</b>                            |                 |
| Module/houder voor robotinstrumenten               | •               |
| <b>Toepassingsgebied</b>                           |                 |
| Behandeling van robotinstrumenten                  | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>                        |                 |
| Materiaal                                          | Roestvrij staal |
| Kleur                                              | Roestvast staal |
| <b>Capaciteit</b>                                  |                 |
| Robotinstrumenten [aantal]                         | 1               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                       |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                      | 77              |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                     | 41              |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                      | 165             |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                      | 25              |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                     | 245             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                      | 485             |
| Nettogewicht in kg                                 | 0,17            |
| Brutogewicht in kg                                 | 0,25            |