

A 808

Houder

voor het optimaal behandelen van instrumenten voor robotchirurgie.



- Voor speciale instrumenten, chirurgische klemmen (Xi)

EAN: 4002516853886 / Materiaalnummer: 12680130 /
Oud Materiaalnummer: 69680802D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Module/houder voor robotinstrumenten	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	50
Buitenmaat, nettobreedte in mm	145
Buitenmaat, nettodiepte in mm	159
Buitenmaat, brutohoogte in mm	76
Buitenmaat, brutobreedte in mm	164
Buitenmaat, brutodiepte in mm	244
Nettogewicht in kg	0,21
Brutogewicht in kg	0,31