

MF/3

Trolley

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Voor een eenvoudige bediening van de instrumentenwagen
- Met de voet te bedienen hefmechanisme
- Uitgerust met 2 vast te zetten zwenkwieltjes
- Inrijhoogte 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002516853817 / Materiaalnummer: 12680170 /
Oud Materiaalnummer: 69200119D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

Productcategorie

Opberg-/transportsysteem

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

1182

Buitenmaat, nettobreedte in mm

660

Buitenmaat, nettodiepte in mm

807

Buitenmaat, brutohoogte in mm

770

Buitenmaat, brutobreedte in mm

800

Buitenmaat, brutodiepte in mm

1200

Nettogewicht in kg

34,20

Brutogewicht in kg

55,80