


RP 1150

Sokkel, vrijdbaar

voor 1150 mm brede toestellen, incl. lekbak, zonder openingen voor afvoerputje.



- Geschikt voor toestellen met 1 deur met een breedte van 1.150 mm
- Looprollen voor naar voren trekken van de machine voor service
- Alleen geschikt voor toestellen met afvoerpomp
- Gemakkelijke toegang bij servicewerkzaamheden

EAN: 4002516854890 / Materiaalnummer: 12680180 /

Oud Materiaalnummer: 69253011D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij het toestel

PLW 8617 •

Productcategorie

Inbouw/sokkel •

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal
-----------	-----------------

Kleur	Roestvast staal
-------	-----------------

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
-------------------------------	-----

Buitenmaat, nettobreedte in mm	990
--------------------------------	-----

Buitenmaat, nettodiepte in mm	1150
-------------------------------	------

Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
-------------------------------	-----

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1035
--------------------------------	------

Buitenmaat, brutodiepte in mm	1185
-------------------------------	------

Nettogewicht in kg	33,70
--------------------	-------

Brutogewicht in kg	36,00
--------------------	-------