

UGT 44-60/85

Sokkel, gesloten, met deur
voor het ergonomisch beladen en legen van de machine.



- Biedt mogelijkheid tot het wegbergen van bv. proceschemicaliën

EAN: 4002516854906 / Materiaalnummer: 12680260 /
Oud Materiaalnummer: 69506002D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria

•

Thermodesinfectoren

•

Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch

•

Accessoires bij het toestel

PG 8581

•

PG 8582

•

PG 8583

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Productcategorie

Inbouw/sokkel

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

468

Buitenmaat, brutobreedte in mm

568

Buitenmaat, brutodiepte in mm

610

Nettogewicht in kg

18,20

Brutogewicht in kg

19,80