

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, mild-alkalisch, 5 l

voor machinale behandeling tandheelkundige instrumenten en



- Bijzonder geschikt voor hand- en hoekstukken
- Afgestemd op de procesverlopen in Miele thermodesinfectoren
- Zeer veilig voor het materiaal
- Bevat enzymen
- Controleer van tevoren of het geschikt is voor geanodiseerd aluminium

EAN: 4029577158101 / Materiaalnummer: 12680640 /

Oud Materiaalnummer: 66913204V1

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Thermodesinfectoren met grote kamers	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, tandheelkundig	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van organische resten	•
Dosering	
Doseeradvies per wasbeurt	3–7 ml/l (0,3–0,7%)
Grote opening voor doseerlans	•
Automatische dosering	•
Intensiteit van de vervuiling	Licht tot matig
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Belangrijkste toepassingen	
Tandartspraktijk	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Mild alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Enzymen, Tensiden
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	25
pH-waarde bij 20 °C	10,1
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor standaardinstrumenten en hand- en hoekstukken	•
Controleer van tevoren of het geschikt is voor geanodiseerd aluminium	•
Vrij van microplastic	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	175
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Brutogewicht in kg	5,75
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•